

CENTRIFUGE TUBE MICRO CENTRIFUGE TUBE 離心管微量離心管

產品編號	名稱	包裝	售價
CT30-15	15mL Centrifuge Tube Sterile 離心管 25/pk	500/cs	2,500
CT30-50	50mL Centrifuge Tube Sterile 離心管 25/pk	500/cs	3,000
MT20-05	0.5mL Micro Centrifuge Tube Non-Sterile 微量離心管 1000/pk	20000/cs	10,000
MT20-15	1.5mL Micro Centrifuge Tube Non-Sterile 微量離心管 1000/pk	10000/cs	4,900
MT20-20	2mL Micro Centrifuge Tube Non-Sterile 微量離心管 500/pk	5000/cs	4,000

CRYOVIAL 冷凍小管

產品編號	名稱	包裝	售價
CV50-20	2mL Cryovial (internal thread) Sterile 內旋站立式冷凍小管 25/pk	500/cs	3,000
CV60-20	2mL Cryovial (external thread) Sterile 外旋站立式冷凍小管 25/pk	500/cs	3,000

PCR TUBE, STRIP & PLATE PCR管、八連排 & 盤

產品編號	名稱	包裝	售價
PT40-02	0.2mL PCR Tube Non-Sterile PCR管 1000/pk	10000/cs	10,000
PTN40-01	0.1mL PCR 8-Tube Strip Non-Sterile 八連排PCR管 120 strips/pk	10 pks/cs	12,000
PTN40-02	0.2mL PCR 8-Tube Strip Non-Sterile 八連排PCR管 120 strips/pk	10 pks/cs	12,000
PTN50-02	0.2mL PCR 8-Tube Strip Non-Sterile 八連排獨立蓋PCR管120 strips/pk	10 pks/cs	12,000
PTP40-96	96-well PCR Plate (skirted) Non-Sterile 半裙式PCR盤 5/pk	250/cs	12,800
PTP50-96	96-well PCR Plate Non-Sterile 無裙式PCR盤 5/pk	250/cs	12,800

BLOTTING PAPER 轉漬用吸水紙

產品編號	名稱	包裝	售價
BP2-35	Blotting Paper, 8 x 10cm, 0.35mm thick Non-Sterile 轉漬用吸水紙	100/pk	1,200

本頁產品
限定

Biomate™
任意組合隨意搭 二件 **75折**



TIP 微量吸管尖

產品編號	名稱	包裝	售價
BTN10-10	10μL Tip Non-Sterile 微量吸管尖 1000/pk	20000/cs	7,800
BTN10-200	200μL Tip Non-Sterile 微量吸管尖 1000/pk	20000/cs	7,000
BTN10-1000	1000μL Tip Non-Sterile 微量吸管尖 1000/pk	10000/cs	4,500
BTN10-5000	5000μL Tip Non-Sterile 微量吸管尖 250/pk	250/pk	1,200

FILTER TIP 微量吸管尖 - 內濾式


產品編號	名稱	包裝	售價
FT11-10	10μL Filter Tip Sterile 內濾式微量吸管尖 96/rack, 10 racks/pk	50 pks/cs	9,000
FT11-100	100μL Filter Tip Sterile 內濾式微量吸管尖 96/rack, 10 racks/pk	50 pks/cs	9,000
FT11-200	200μL Filter Tip Sterile 內濾式微量吸管尖 96/rack, 10 racks/pk	50 pks/cs	9,000
FT11-1000	1000μL Filter Tip Sterile 內濾式微量吸管尖 96/rack, 10 racks/pk	50 pks/cs	9,500

REFILL TIP 微量吸管尖 - 填充式

產品編號	名稱	包裝	售價
RTN10-10	10μL Refill Tip Non-Sterile 填充式微量吸管尖 96/rack, 10 racks/pk	10 pks/cs	6,500
RTN10-200	200μL Refill Tip Non-Sterile 填充式微量吸管尖 96/rack, 10 racks/pk	10 pks/cs	6,500
RTN10-1000	1000μL Refill Tip Non-Sterile 填充式微量吸管尖 96/rack, 8 racks/pk	5 pks/cs	3,200

PVDF 濾膜

產品編號	名稱	包裝	售價
BPV047-0200	PVDF Filter Disc 47mm 0.2μm Non-Sterile PVDF 濾膜	200/pk	6,000
BPV047-0450	PVDF Filter Disc 47mm 0.45μm Non-Sterile PVDF 濾膜	200/pk	6,000



Biomate™

任購一組透析膜即贈 **10X PBS 1L**



每盒透析膜
均配有二支夾具



MWCO	寬度	每公分容量	長度	產品編號	售價
3.5 KDa	25 mm	2.02 mL	30 m	5030-25	9,800
	44 mm	6.16 mL		5030-44	11,800
	55 mm	9.63 mL		5030-55	14,800
6-8 KDa	25 mm	2.02 mL	30 m	8030-25	7,600
	34 mm	3.81 mL		8030-34	7,900
	44 mm	6.16 mL		8030-44	9,200
	55 mm	9.63 mL		8030-55	12,500
12-14 KDa	25 mm	2.02 mL	30 m	1430-25	6,000
	32 mm	3.15 mL		1430-32	6,500
	40 mm	4.91 mL		1430-40	7,000

Biomate™ 透析膜

材質：再生纖維 (regenerated cellulose)

特性：絕佳有機溶劑耐受性

~ DMSO · 氯仿 · 96% 醋酸 · 乙腈 · 98% 酒精等都 OK ~

如何決定 **MWCO** (截留分子量)?

透析後欲留在袋中的大分子分子量『除以 2』

透析膜以 MWCO 表示其孔徑 · MWCO 並非絕對值 · 而是平均值
所以想以透析方式分離大小很接近的分子是行不通的

贈品 **Biomate™** PBS (Phosphate Buffered Saline) 1L #BR110 · 售價\$800

規格：10X (1.37M NaCl, 0.1M Na₂HPO₄, 27mM KCl, 18mM KH₂PO₄, pH 7.4)

瑞柏生物科技股份有限公司

訂購專線：0800-086-555 rainbow@rainbowbiotech.com.tw

北區 tel. 02-2811-8200 桃竹苗 tel. 03-666-0116

中區 tel. 04-2315-2922 南區 tel. 07-550-0680

更多優惠資訊 · 歡迎來電或至 www.rainbowbiotech.com.tw 查詢

